

TEKNİK DÖKÜMANTASYON

Ürün Adı	Acil Arabası
Model	ECRW-110 / ECRG-110
Rev. No	00
Sayfa No	1 / 1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Açıklama
Gövde Malzemesi	Dayanıklı ABS plastik
Renk Seçenekleri	Kırmızı-beyaz veya kırmızı-gri
Dış Ölçüler	1100 × 870 × 600 mm
Taşıma Kapasitesi	>100 kg
Tekerlek	4 adet, 125 mm çap, 2'si frenli
Kilit Sistemi	Tek kullanımlık merkezi kilit (standart) + opsiyonel tekrar kullanılabilir kilit
Çekmece Sayısı	Toplam 5 adet: 2 küçük, 2 orta, 1 büyük
Çekmece Yapısı (Opsiyonel)	Talep üzerine üretim aşamasında çekmece sayıları değiştirilebilir
Çekmece Boyutları	2 x Küçük: 61×48×8 cm, 2 x Orta: 61×48×16 cm, 1 x Büyük: 61×48×25 cm
İç Bölme Opsiyonları	Küçük: 24/48 bölme, Orta: 12 bölme, Büyük: 24 bölme
Etiketlik	5 adet şeffaf çekmece etiketi
Açılabilir Yüzey	İlaç hazırlama tablası
Kulplar	Ergonomik yönlendirme kulpları
Temizlik Dayanımı	Dezenfektanlara ve UV'ye dayanıklı, antibakteriyel yüzey

STANDART AKSESUARLAR

Aksesuar	Açıklama
Atık Kovası	10 lt ABS
Malzeme Sepeti	ABS, 3 gözlü
Defibrilatör Sehpası	Metal
Kilitler	10 adet tek kullanımlık kilit
Etiketlik	5 adet
Serum Askısı	2'li serum askısı
CPR Tahtası	ABS malzeme
O2 Tüpü Montaj Seti	ABS veya metal (1–3–5 lt için)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Aksesuar	Açıklama
Çiftli Atık Kovası	ABS, 2 bölmeli
ABS Defibrilatör Sehpası	Alternatif yapı
Çok Kullanımlık Kilit	Mekanizma sistemi
4'lü Serum Askısı	Geniş taşıma kapasitesi
Elektrik Prizi	3'lü grup priz
Mobil Aspiratör Rafı	Metal malzeme
İğne Atık Kutusu	Enjeksiyon güvenliği için

GARANTİ VE SERVİS

Başlık	Açıklama
Garanti Süresi	Minimum 2 yıl

TEKNİK DÖKÜMANTASYON

Ürün Adı	Acil Arabası
Model	ECRW-110 / ECRG-110
Rev. No	00
Sayfa No	2 / 1

Yedek Parça Temini	Minimum 5 yıl
TESLİMAT VE MONTAJ	
Başlık	Açıklama
Teslimat Süresi	Sipariş tarihinden itibaren 30 gün
Ambalajlama	Köpük veya karton kutu, darbe korumalı
Kurulum Durumu	Kurulu teslim veya kolay kurulum yapıdadır