

TURNİKE MANŞONLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER VE TANITIM

Model	Görsel	Boyut (Uzunluk)	Boyut (Genişlik)	Kullanım Alanları	Odacık Tipi	Manşon Tipi	Hortum Sayısı
AVR-CUFF S008		8" 21cm	2" 5cm	Bebek kolu için özel olarak tasarlanmış, küçük çocuklar için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S012		12" 31cm	3" 7.6cm	Bebek bacağı ve çocuk kolu için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S015		15" 38cm	4" 10cm	Çocuk bacağı ve yetişkin kolu için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S018		18" 46cm	4" 10cm	Çocuk bacağı ve yetişkin kolu için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S024		24" 61cm	4" 10cm	Yetişkin kolu (kilolu) ve yetişkin bacağı (zayıf) için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S030		30" 76cm	5" 13cm	Zayıf vücut yapısına sahip yetişkin bacakları için tasarlanmıştır.	Tek	Tekli	1

TURNİKE MANŞONLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER VE TANITIM

AVR-CUFF S034		34" 86.5cm	5" 13cm	Normal vücut yapısına sahip yetişkin bacakları için uygundur.	Tek	Tekli	1
				Orta vücut yapısına sahip yetişkin bireylerin bacakları için anatomik uyum sağlayan konik yapıdadır.			
AVR-CUFF S038		38" 96.5cm	5" 13cm	Kilolu yetişkin bacakları için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S042		42" 107cm	6" 15cm	Daha geniş bacak yapısına sahip yetişkin bireyler için uygun olup, konik formu ile ideal basınç dağılımı sunar.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S044		44" 112cm	6" 15cm	Obez bireylerin bacakları için özel olarak tasarlanmıştır.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF 2XD014		14" 35.5cm	4" 10cm	Bu manşon, özellikle küçük ve yetişkin bireylerde kullanım için uygundur. Çocuk bacakları veya yetişkin kolları için ideal olup, ortopedik	Çift	Çiftli	2

TURNİKE MANŞONLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER VE TANITIM

				müdahalelerde güvenle kullanılabilir.			
AVR-CUFF 2XD020		20'' 51cm	6'' 15cm	Bu manşon, orta büyüklükteki bireyler için tasarlanmıştır. Çocuk bacakları ya da yetişkin kolları için uygundur ve ortopedik tedavi süreçlerinde yüksek verimlilikle çalışır.	Çift	Çiftli	2
AVR-CUFF 2XD026		26'' 66cm	6'' 15cm	Bu model, özellikle yetişkin bireyler için idealdir. Yetişkin kolu (şişman) ya da yetişkin bacağı (zayıf) için mükemmel uyum sağlar. Uzunluk ve genişlik açısından, ortopedik operasyonlarda daha geniş alanlara uygulanabilir.	Çift	Çiftli	2

TURNİKE MANŞONLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER VE TANITIM

◆ DÜZ TİP TURNİKE MANŞONLARI



Medione düz tip turnike manşonları, otomatik turnike cihazlarımızla tam uyumlu şekilde geliştirilmiş olup, cerrahi operasyonlarda etkili ve güvenli basınç uygulaması sağlar. Düz yapısı sayesinde basınç ekstremitelere çevresine eşit dağıtılır ve cihazla maksimum uyum sağlanır.

Yüksek kaliteli Velcro malzemeyle sabitlenen manşonlar, yeniden kullanılabilir yapıdadır ve en az 50 sterilizasyon döngüsüne dayanıklıdır. Tek odacıklı hava sistemi ve tekli hortum tasarımıyla güvenli bir kullanımı sunar. Kullanım kolaylığı için renk kodlu bağlama kolonları, geniş yapışma yüzeyi ve tahriş önleyici biyeli dikişlerle donatılmıştır.

Her manşon, CE belgeli ve ÜTS kayıtlıdır. Etiketler silinmeye karşı dayanıklıdır, ürün bilgisi ve QR kodu içerir. Kırılmaya dayanıklı hortum standart olarak ürünle birlikte sunulur.

TURNİKE MANŞONLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER VE TANITIM

◆ IVRA / RIVA (ÇİFT ODACIKLI) TURNİKE MANŞONLARI



IVRA uygulamaları için özel olarak geliştirilen Medione çift odacıklı manşonlar, ekstremitte damar içi anestezi (intravenöz rejyonal anestezi) işlemlerinde maksimum gü venlik ve hassasiyet sağlar. Her iki odacık bağımsız şekilde kontrol edilebilir ve ayrı hortum bağlantılarına sahiptir.

Çift odacıklı sistem sayesinde basınç, iki ayrı bölgeye ayrı ayrı uygulanabilir. Manşonlar tekrar kullanılabilir yapıdadır ve minimum 50 sterilizasyon döngüsüne dayanıklıdır. Yüksek frekans kaynak teknolojisi ile üretilen TPU iç yapısı ve dış kumaş kaplaması sayesinde sızdırmazlık ve konfor bir aradadır.

Renk kodlu kolonlar, geniş Velcro alanı, biyeli dikişler ve dayanıklı hortumlarla desteklenen bu modeller, CE belgeli ve ÜTS kayıtlıdır. Etiket üzerinde ürün bilgileri ve QR kod yer alır.

TURNİKE MANŞONLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER VE TANITIM

◆ KONİK TİP TURNİKE MANŞONLARI



Anatomik farklılıkları göz önünde bulunduran Medione konik tip turnike manşonları, özellikle alt ekstremiteler (bacak) bölgelerinde daha dengeli oturma ve basınç dağılımı için özel formda tasarlanmıştır. Konik yapı, klasik düz modellere kıyasla daha ergonomik bir kullanım sunar.

Yüksek kaliteli tekstil kaplama, iç TPU torba ve yüksek frekans kaynak teknolojisi ile birleştirilen konik manşonlar, hem güvenlik hem konfor sağlar. Ürünlerimiz yeniden kullanılabilir yapıdadır ve minimum 50 sterilizasyon döngüsüne dayanıklıdır.

Tek odacıklı hava sistemi, tekli hortum yapısı, renk kodlu bağlama kolonları ve geniş Velcro sabitleme alanıyla bu seri; CE belgeli ve ÜTS kayıtlıdır. Ürün etiketleri kalıcıdır, ürün kimliği ve QR kod içerir.