




Yerli Üretim, Global Vizyon

Batuhan Birinci

Kısaca Biz

- Avrasyamed Medikal, 2012 yılından bu yana sađlık sektöründe faaliyet gösteren, 2021 itibarıyla kendi üretimine başlayan yerli bir firmadır. 2013 yılında geleceēe yönelik vizyonumuzun bir parçası olarak tescillediēimiz **MediOne** markasıyla, yerli ve kaliteli medikal çözümler sunma hedefimizi erken dönemde belirledik.
- Kuruluşumuzdan itibaren ithalat ve tedarik süreçlerinde edindiēimiz saha tecrübesini, 2021'den itibaren kendi üretim altyapımıza taşıdık. Bugün ürün yelpazemizde; otomatik turnike cihazları, medikal arabalar ve taşıma çözümleri gibi birçok farklı ürün grubu yer almaktadır.
- Tüm ürünlerimiz, ISO 13485 kalite yönetim sistemine uygun olarak, kendi tesisimizde üretilmekte ve yurt içi ile yurt dışı pazarlara sunulmaktadır.



Şirketin Yolculuğu



2012

ŞİRKET KURULDU,
MEDİKAL ÜRÜNLERİN
İTHALATINA BAŞLANDI.
SAĞLIK SEKTÖRÜNE İLK
ADIM ATILDI.



2013

MEDİONE MARKASI
TESCİL EDİLDİ. YERLİ
ÜRETİM HEDEFİ İÇİN
STRATEJİK BİR ADIM
ATILDI.



2015

İLK AR-GE
FAALİYETLERİNE
BAŞLANDI. YENİLİKÇİ
TIBBİ ÇÖZÜMLER
GELİŞTİRME SÜRECİ
BAŞLADI.



2021

ÜRETİM VE SATIŞ RESMİ
OLARAK BAŞLADI.
GELİŞTİRİLEN
ÜRÜNLERİN
SERTİFİKASYON SÜRECİ
BAŞARIYLA
TAMAMLANDI.



2025

İLK ELEKTROKOTER
(GENX-400RF) CİHAZIMIZ
PİYASAYA ÇIKTI. ÜRÜN
YELPAZEMİZDE ÖNEMLİ
BİR GENİŞLEME
SAĞLANDI.

Ürün Gruplarımız

Otomatik Turnike Cihazları

- Cerrahi operasyonlarda kan akışını güvenli şekilde kontrol etmek için kullanılan cihazlarımızdır.

Turnike Manşonları

- Yetişkin ve pediatrik boyutlarda, tekli/çiftli seçeneklerle sunulan, turnike cihazlarıyla uyumlu manşonlarımız.

Acil Müdahale Arabaları

- Acil durumlar için hızlı müdahaleye olanak tanıyan, frenli tekerlekli, modüler çekmeceli taşıma arabaları.

Anestezi ve İlaç Arabaları

- Ameliyathane ve yoğun bakım ortamlarında güvenli ilaç taşıma ve saklama için tasarlanmış arabalar.

Malzeme Taşıma Arabaları

- Hastane içi lojistik süreçlerini kolaylaştıran, dayanıklı ve yüksek taşıma kapasiteli arabalar.

Mobil Cihaz Taşıma Arabaları

- Medikal monitör, infüzyon pompası, elektrokoter gibi cihazların güvenli taşınması için ergonomik çözümler

Otomatik Turnike Cihazları

TRQ-2020 – 2
Kanallı Otomatik
Turnike Cihazı



TRQ-2022 – 2
Kanallı Dokunmatik
Otomatik Turnike
Cihazı



TRQ-2024 – 4
Kanallı Dokunmatik
Otomatik Turnike
Cihazı



2 Kanallı Otomatik Turnike Cihazı



- **Kompakt ve Ekonomik Çözüm**
 - TRQ-2020, sade ve kompakt tasarımıyla klinikler ve yoğun kullanım gerektirmeyen ameliyathaneler için ideal bir çözümdür. Ekonomik yapısı ile temel işlevleri güvenli biçimde sunar.
- **Uygulama Modları**
 - Tekli Manşon ile Tek Uzuv
 - IVRA (Bier Block)
 - Çift Uzuv için Bağımsız Kanallar
- **Öne Çıkan Özellikler**
 - LED göstergeli kolay okunur ekran
 - Otomatik kaçak ve sistem testi
 - Sesli & görsel alarm sistemi
 - Dahili şarj edilebilir batarya
 - Opsiyonel sepetli taşıma standı
 - 4 adet turnike manşonu ile teslim

2 Kanallı, Dokunmatik Otomatik Turnike Cihazı



- **Gelişmiş Yazılım, Kullanıcı Dostu Arayüz**
 - TRQ-2022, ortopedi operasyonlarında yüksek verim sunmak üzere geliştirilmiş, LCD dokunmatik ekranlı, akıllı kontrol sistemine sahip bir cihazdır.
- **Uygulama Modları**
 - Tek Uzun
 - IVRA Modu
 - İki Uzun için Bağımsız Basınç ve Süre
- **Öne Çıkan Özellikler**
 - 7" LCD dokunmatik ekran
 - Kaçak ve sistem testi otomatik
 - 4 hafızalı kullanıcı ayarı
 - Hasta takibi: son 5 uygulama kaydı
 - Otomatik ekran kilidi
 - 20 saate kadar batarya ömrü
 - Opsiyonel taşıma standı + 4 manşon

4 Kanallı, Dokunmatik Otomatik Turnike Cihazı



- **Maksimum Kontrol, Dört Uzun Uygulaması**
 - TRQ-2024, geniş kapsamlı ortopedi operasyonları için geliştirilmiş, çok yönlü bir turnike çözümdür. Dört kanallı yapı ve üstün kullanıcı kontrolü sunar.
- **Uygulama Modları**
 - Tek Uzun
 - IVRA Modu
 - Dört Uzun için Bağımsız Basınç Ayarı
- **Öne Çıkan Özellikler**
 - 7" LCD dokunmatik ekran
 - 4 kullanıcı ayarı + hasta kayıt sistemi
 - Otomatik ekran kilidi
 - 20 saat batarya ile kesintisiz kullanım
 - Güçlü alarm sistemi
 - Opsiyonel taşıma standı + 4 manşon

Turnike Cihazları Karşılaştırma Tablosu

Özellik	TRQ-2020	TRQ-2022	TRQ-2024
Kanal Sayısı	2	2	4
IVRA Modu	✓	✓	✓
Hafıza (Basınç/Zaman)	✗	✓ 4 ayar	✓ 4 ayar
Hasta Takibi (Son 5 Basınç)	✗	✓	✓
Ekran Türü	LED Gösterge	7" Dokunmatik LCD	7" Dokunmatik LCD
Basınç Aralığı	20–650 mmHg	20–650 mmHg	20–650 mmHg
Batarya Süresi	~20 Saat	~20 Saat	~20 Saat
Otomatik Kaçak ve Sistem Testi	✓	✓	✓
Otomatik Ekran Kilidi	✗	✓	✓
Taşıma Standı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Standart Manşon Sayısı	4 Adet	4 Adet	4 Adet

Turnike Manşonları

**Çok Kullanımlık
Tekli Turnike
Manşonları**

**Çok Kullanımlık
Tekli Konik Tip
Turnike
Manşonları**

**Çok Kullanımlık
IVRA Turnike
Manşonları**



Çok Kullanımlık Tekli Turnike Manşonları

- Tek odacıklı yapı
- 8" ile 44" arasında 10 farklı beden seçeneği
- Pediatrik ve yetişkin kullanımına uygun
- Lateks içermez, yıkanabilir kumaş
- Kol ve bacak için ideal çözümler
- Ürün kodları: AVR-CUFF S008 ~ S044



Çok Kullanımlık Tekli Konik Tip Turnike Manşonları

- Anatomik konik tasarım (uçtan uca daralan yapı)
- Basıncın dengeli dağılmasını sağlar
- Özellikle yetişkin bacak uygulamalarında konfor sunar
- **Ürün Kodları:**
AVR-CUFF S034 – 34”
AVR-CUFF S042 – 42”



Çok Kullanımlık IVRA Turnike Manşonları

- Çift odacıklı (2 chamber) yapı
- Çift hortumlu tasarım
- Özellikle IVRA (Bier Block) uygulamaları için geliştirilmiştir
- Ortopedik operasyonlarda etkin ve güvenli kullanım sağlar
- **Ürün Kodları:** AVR-CUFF 2XD014 – 14" & AVR-CUFF 2XD020 – 20"
AVR-CUFF 2XD026 – 26"



Spiral Turnike Hortumları

Spiral Yapı ile Dayanıklılık ve Esneklik

- Yüksek dayanımlı spiral tasarımı, hortumun uzun ömürlü olmasını sağlar ve sık kullanıma karşı esnekliğini korur.

5 Metre Uzunluk – Geniş Çalışma Alanı

- Standart cihaz bağlantısına uygundur. Geniş ameliyathanelerde ve kliniklerde rahat hareket sağlar.

Kolay Kurulum – Dolaşmaz Yapı

- Spiral tasarım, hortumun dolanmasını önleyerek hızlı ve sorunsuz kurulum sağlar.

Hijyenik – Kolay Temizlenebilir

- Yüzeyi kolayca silinebilir ve dezenfekte edilebilir, enfeksiyon kontrolü açısından güvenlidir.

Renk Seçenekleri: Mavi & Kırmızı

- Kullanım kolaylığı ve ayırım için farklı renklerde sunulmaktadır.

Kıvrılma ve Ezilmeye Dirençli

- Basınç altında şekil bozulmasına karşı dirençlidir, akışı kesmeden güvenli kullanım sunar.



Acil, Anestezi ve İlaç Arabaları

Acil
Arabaları



Anestezi
Arabaları



İlaç
Arabaları



Acil Müdahale Arabası EC Serisi

- **Acil müdahale arabamız**, acil servisler ve ilk müdahale alanlarında ilaç, ekipman ve aksesuarların düzenli ve güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Ergonomik yapısı, yüksek taşıma kapasitesi ve geniş aksesuar desteği ile acil durumlarda sağlık personeline maksimum destek sunar.
- **Dayanıklı ABS gövde** – Şık kırmızı-beyaz tasarım
- **Ergonomik yönlendirme kulpları**
- **Boyutlar:** 110×87×60 cm
- **Çift frenli 125 mm çaplı tekerlekler**



Acil Müdahale Arabası EC Serisi

- Açılabilir ilaç hazırlama yüzeyi
- Etiketlenebilir, özelleştirilebilir çekmeceler
- Tek kullanımlık kilit sistemi + opsiyonel tekrar kullanılabilir kilit
- Çekmece çeşitleri:
 - Küçük: 61×48×8 cm
 - Orta: 61×48×16 cm
 - Büyük: 61×48×25 cm
- Bölümlendirilebilir iç düzen
 - Küçük: 48/24 bölme
 - Orta/Büyük: 12/24 bölme



Anestezi Arabası

AC Serisi

- **Anestezi arabası**, ameliyathane ve yoğun bakım birimlerinde kullanılan, ilaç, ekipman ve aksesuarların düzenli ve steril koşullarda taşınmasını sağlayan fonksiyonel bir tıbbi cihazdır. Ergonomik tasarımı, hijyenik yüzeyi ve modüler yapısıyla hastane içi iş akışını kolaylaştırır.
- **Ürün Özellikleri**
 - Dayanıklı ABS gövde
 - Mavi-beyaz, yeşil-beyaz gibi şık renk seçenekleri
Ürün boyutları: 110×87×60 cm
 - **10'lu veya 5'li İlaç Kutuları**
 - Ergonomik yönlendirme kulpları
 - Merkezi tek kullanımlık kilit sistemi
 - Opsiyonel tekrar kullanılabilir kilit
 - Açılabilir ilaç hazırlık yüzeyi
 - 125 mm çaplı çift frenli tekerlekler
 - Etiketlenebilir ve özelleştirilebilir çekmeceler



İlaç Arabası MC Serisi

- **İlaç arabası**, hastane ve klinik ortamlarında ilaçların düzenli, güvenli ve kolay erişilebilir şekilde taşınmasını sağlayan ergonomik bir çözümdür. Özellikle servis içi dağıtım ve tedavi hazırlıklarında sağlık personelinin iş akışını hızlandırır ve ilaç yönetimini optimize eder.
- **Ürün Özellikleri**
 - Dayanıklı ABS gövde
 - Mavi-beyaz, mavi-gri, sarı-beyaz, yeşil-beyaz gibi estetik renk seçenekleri
 - Boyutlar: 110×87×60 cm
 - Ergonomik yönlendirme kulpları
 - Merkezi tek kullanımlık kilit sistemi
 - Opsiyonel tekrar kullanılabilir kilit
 - Açılabilir ilaç hazırlık yüzeyi
 - 125 mm çaplı çift frenli tekerlekler
 - Etiketlenebilir, özelleştirilebilir çekmece tasarımı
 - Açılabilir ilaç hazırlık yüzeyi opsiyonel olarak sunulmaktadır.



Aksesuarlar



ABS Tıbbi Atık
Kovası 10 lt



ABS Tıbbi Atık Kovası İkili
(Ops)



ABS Defibrilatör Sehpası
(Ops)



Metal Defibrilatör Sehpası



ABS CPR Tahtası



ABS Malzeme Sepeti 3 Gözlü



Şeffaf Çekmece Etiketliği



Çok Kullanımlık Kilit
Mekanizması (Ops)



2'li Serum Askısı



4'lü Serum Askısı (Ops)



Elektrik Prizi




Metal O2 Montaj Seti (Ops)



ABS O2 Montaj Seti



İğne Atık Kutusu (Ops)



10'lu Tek Kullanımlık Kilit



10'lu ve 5'li İlaç Kutuları

Medikal Taşıma Arabaları

2 Katlı



3 Katlı



4 Katlı



5 Katlı



Medikal Taşıma Arabaları

- **Malzeme taşıma arabaları**, hastane, klinik ve laboratuvar gibi ortamlarda medikal malzeme ve ekipmanların düzenli, güvenli ve kolay taşınmasını sağlayan çok amaçlı çözümlerdir. Hafif ama dayanıklı yapıları sayesinde sağlık profesyonellerine pratik ve uzun ömürlü kullanım sunar.



P5UD



P5U



P4U



P2DB



P2



P3U



P2D



P3WDB




P2DBB

Medikal Taşıma Arabaları

- **Genel Özellikler:**
 - ABS gövde, 75 mm çaplı frenli kauçuk tekerlekler
 - 2, 3, 4, 5 katlı model çeşitliliği
 - Çekmeceli veya çekmecesiz opsiyonlar
 - Bölümlendirilebilir iç çekmece düzeni (bazı modellerde)
 - Standart ve opsiyonel aksesuar desteği
 - Renk seçenekleri: Gri ve beyaz
- **Kullanım Alanları:**
 - Ameliyathaneler
 - Yoğun bakım üniteleri
 - Acil servisler
 - Laboratuvarlar
 - Klinik içi lojistik ihtiyaçlar



Koruyucu Bariyer



Seperatör



Serum Askısı



Malzeme Sepeti

Malzeme Taşıma Arabası Modelleri (Tablo ile)

Model	Kat Sayısı	Çekmece	Bariyer	Malz. Sepeti	Not
P2	2	Yok	Ops.	Ops.	Temel model
P2D	2	2	Ops.	Ops.	Çekmeceli
P2DB	2	2	Standart	Ops.	Bariyerli
P2DBB	2	2	Standart	Standart	Tam donanım
P3U	3	Yok	Ops.	Ops.	Üç raflı
P3WDB	3	2	Standart	Standart	Yüksek donanım
P4U	4	Yok	Ops.	Ops.	Yüksek hacimli
P5U	5	Yok	Ops.	Ops.	Maksimum taşıma
P5UD	5	2	Ops.	Ops.	Üst düzey versiyon

Mobil Cihaz Taşıma Arabaları


Monitör
Arabası



Turnike
Arabası



Ventilatör
Arabası





EKG
Arabası



Mobil Cihaz Taşıma Arabaları

- **MediOne Cihaz Taşıma Arabaları**, hastane ve klinik ortamlarında monitör, ventilatör, EKG ve turnike gibi medikal cihazların güvenli, pratik ve estetik şekilde taşınmasını sağlar. Her bir model, cihaz türüne özel olarak tasarlanmış olup; hem işlevsel hem de görsel açıdan yüksek standartlar sunar.



Genel Avantajlar:

- Estetik ve modern tasarım
- Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme yapısı
- Modüler ve cihaz uyumlu yapı
- Farklı renk ve aksesuar seçenekleri
- Sessiz ve frenli kauçuk tekerlek sistemi (75 mm / 100 mm)
- Aksesuar sepeti, taşıma kulpu, humidifier askısı, cihaz sabitleyici parçalar



Monitör Arabası PTM-75

- Monitör askı aparatı (duvara monte sistemle uyumlu)
- Humidifier askısı ve taşıma kulpu (çift taraflı monte edilebilir)
- Aksesuar sepeti (entegrasyonlu yapı)



Turnike Arabası TRQ-75

- Turnike cihazı taşıyıcı sehpa
- Ergonomik taşıma kulpu
- Aksesuar sepeti



Ventilatör Arabası VT-100

- Ventilatör cihazı için metal taşıma se
- Devre kolu askı aparatı
- Humidifier askısı ve aksesuar sepeti



EKG Arabası ECG-75

- EKG cihazı taşıyıcı metal sehpa
- EKG kablosu askısı
- 3/6/12 kanal EKG uyumlu taşıma standı




Kalite Belgeleri, Testler ve Sertifikalar

MediOne markalı tüm ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Kalite yönetim sistemimiz ve test süreçlerimizle, kullanıcı güvenliği ve memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız.

-  Sahip Olduğumuz Belgeler ve Sertifikalar:
- **ISO 13485:2016** – Medikal cihazlar için kalite yönetim sistemi
- **CE Belgesi** – Avrupa Birliği tıbbi cihaz regülasyonlarına uygunluk
- **LVD & EMC Test Raporları** – Elektriksel güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk testleri
- **EN 60601-1** – Tıbbi elektrikli cihazların temel güvenlik ve performans standardı
- **EN 60601-2-2** – Elektrokoter gibi yüksek frekanslı cerrahi cihazlar için özel gereklilikler



Test Süreçleri



Tüm cihazlarımız bağımsız akredite laboratuvarlarda test edilmiştir.




Prototipten seri üretime kadar kalite kontrolleri yapılır.



Her parti, sevkiyattan önce son kalite kontrol testlerinden geçirilir.

Küresel Distribütör Ağımız

- **MediOne ürünleri, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da birçok ülkeye ulaştırılmaktadır.**
- Distribütörlük ağıımız sayesinde dünya çapında hastaneler, klinikler ve sağlık kuruluşlarıyla buluşuyoruz.
- **Aktif Çalıştığımız Bölgeler:**
- **Avrupa** – İtalya, İspanya, Litvanya, İrlanda, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Yunanistan
- **Asya** – Endonezya, Tayland, Filipinler, Butan
- **Orta Doğu** – Irak, Birleşik Arap Emirlikleri
- **Afrika** – Fas, Libya
- **Avustralya, Yeni Zelanda**



Ürün Portföyü Özeti

Ürün Grubu	Alt Kategoriler / Modeller	Öne Çıkan Özellikler
Turnike Cihazları	- TRQ-2020 - TRQ-2022 - TRQ-2024	2 çıkışlı, IVRA modu destekli, LCD ekranlı, taşınabilir
Turnike Manşonları	- Tekli Manşonlar - Konik Tip - IVRA (Çift Odacık)	Farklı beden seçenekleri, steril edilebilir, çok kullanımlık
Spiral Turnike Hortumu	- 5 metre, mavi / kırmızı seçenekli	Esnek, kıvrılmaz, hijyenik
Acil, İlaç ve Anestezi Arabaları	EC, AC ve MC serisi	Kilitli sistem, ergonomik tasarım, modüler aksesuarlar
Malzeme Taşıma Arabaları	P2, P2D, P2DB, P3U, P4U, P5U, P5UD	2-5 katlı, çekmeceli/raf sistemli, aksesuar uyumlu
Cihaz Taşıma Arabaları	Monitör, Ventilatör, Turnike, EKG Arabaları	Estetik, frenli tekerlek, taşıyıcı sehpa & sepet sistemi

 **Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.**
Sağlıkta güven, teknolojide çözüm 

 **Distribütörlük başvuruları, ürün talepleri ve teknik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.**

 **İLETİŞİME GEÇİN**

 **Şirket Adı:** Avrasyamed Medikal Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
 **Adres:** Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4/144 Avcılar, İstanbul, Türkiye
 **Web Sitesi:** www.medione.com.tr
 **E-posta:** info@medione.com.tr
 **Telefon:** +90 (212) 590 42 40
 **WhatsApp:** +90 (534) 822 80 44